

MÁQUINA DE CORTAR AMOSTRAS 100 CM2

Máquina completamente revolucionaria comparativamente com as existentes

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Aparafuse a máquina a uma mesa ou banca de trabalho;

Coloque o artigo que pretende cortar, entre os 2 discos e estique o mesmo;

Puxe a alavanca para baixo, esmagando o artigo entre os 2 discos;

Rode 2, 3 ou 4 vezes a manivela no sentido dos ponteiros do relógio, esmagando em simultâneo com a outra mão o artigo entre os discos;

A amostra está pronta.

